

- زمان انجام واکنش : کمتر از ۴۰ دقیقه

- حجم واکنش : ۱۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر

- سیستم گرمایش : پلتیر

- ابعاد دستگاه : ۵۷.۴×۵۸.۸×۴۹.۷ (W×D×H) سانتی متر

- وزن : ۵۵.۶ کیلوگرم

- قابلیت انجام آنالیزهای : TaqMan .Intercalating dye ، HRM ، آنالیزهای موتاسیون ، ژنوتایپینگ-SNP ، تشخیص محصولات مختلف PCR با استفاده از دمای ذوب (Tm)

- قابلیت خوانش کانال ها : ۵۵۵ .Yellow ، HEX ، FRET.VIC ، Red ۶۴۰ ، Red ۶۱۰ ، FAM ، Fluorescein (Donor) ، ResoLight HRM dye ، SYBR Green I ، CY۵